

marimer

Eau de mer 100% naturelle stérilisée Hypertonique 28‰ Spray Rhinite allergique



FR MARIMER Rhinite allergique est un spray d'eau de mer 100% naturelle et stérilisée, riche en sels minéraux et oligo-éléments marins. Il décongestionne le nez par effet osmotique et facilite l'évacuation des sécrétions nasales grâce à sa concentration hypertonique enrichie en cuivre et manganèse (28‰). Son jet dynamique facilite l'évacuation des allergènes et des sécrétions. Son embout assure une administration facile et en toute sécurité. Sa valve anti-retour est conçue pour éviter tout risque de contamination extérieure et assure la protection de la solution.

INDICATIONS

Le spray MARIMER Rhinite allergique est conseillé chez les adultes, enfants à partir de 6 ans pour aider à prévenir et soulager les symptômes de la rhinite allergique :

- Il permet d'évacuer les allergènes, impuretés et sécrétions.
- Il soulage naturellement la congestion nasale.
- Il permet d'améliorer l'efficacité des traitements médicamenteux topiques et d'en réduire leur utilisation.
- Il humidifie la muqueuse et prévient son dessèchement lié à l'usage des médicaments.

POSOLOGIE

2 à 4 pulvérisations par narine, 2 à 6 fois par jour ou selon les indications du médecin.

MODE D'EMPLOI

- Il est recommandé de faire asseoir l'enfant (+ 6ans) ou de le faire tenir debout.
- Incliner la tête sur le côté.
- Introduire délicatement l'embout dans la narine supérieure et pulvériser MARIMER Rhinite allergique.
- Répéter l'opération avec l'autre narine.
- Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyer l'excédent ou se moucher.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Laver l'embout à l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation. Rincer et essuyer.

MANIFESTATIONS INDÉSIRABLES

Des sensations de picotements ou d'irritations transitoires peuvent apparaître en début d'utilisation.

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'eau de mer.

Pour une utilisation chez les personnes atteintes de maladies entraînant un rétrécissement des voies aériennes (ex : asthme...), demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'étui/le flacon.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Attention. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.


Laboratoires Gilbert,
928, Avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair - FRANCE

Distribué en Belgique et Luxembourg
par :
Verdeeld in België en Luxemburg door :
Verteilt in Belgiën und Luxemburg
durch :
Laboratoires GILBERT BENELUX
7860 Lessines, Zoning Ouest, 16

Made in France

 0459

Année / Jaar / Jahr : 2017.

IG 667400 NOT02 - NR 07/19
11583-130-14-0001
ANA90GIL04C


Laboratoires
GILBERT

marimer 100% natuurlijk gesteriliseerd zeewater

Spray Allergische rhinitis. Hypertonisch 28‰



NL MARIMER Allergische rhinitis, is een spray met 100% natuurlijk gesteriliseerd zeewater, rijk aan minerale zouten en oligo-elementen uit de zee.

Maakt de neus vrij door het osmotisch effect en vergemakkelijkt de afvoer van neusafscheiding dankzij de hypertonische concentratie verrijkt met koper en mangaan (28‰).

De dynamische straal vereenvoudigt de afvoer van allergenen en afscheiding.

Het opzetstuk zorgt voor een makkelijke en veilige toediening.

De antiterugslagklep werd ontworpen om elk risico op besmetting van buitenaf te vermijden en garandeert de bescherming van de oplossing.

INDICATIES

MARIMER Allergische rhinitis is aanbevolen bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar om de symptomen van allergische rhinitis helpen te voorkomen en te verlichten:

- Afvoeren van allergenen, onzuiverheden en afscheiding,
- Natuurlijk verlichten van de verstopte neus,
- Verbeteren van de doeltreffendheid van topische medicijnen en het gebruik van deze medicijnen te verminderen,
- Bevochtigen van het slijmvlies en het voorkomen van uitdroging gerelateerd aan medicijngebruik.

DOSERING

2 tot 4 pufjes per neusgat, 2 tot 6 keer per dag of zoals voorgeschreven door de arts.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Draai het hoofd opzij.
- Breng het opzetstuk zachtjes in het bovenste neusgat en verstuif MARIMER Allergische Rhinitis.

- Herhaal dit in het andere neusgat.
- Houd het hoofd opnieuw recht om het slijm weg te laten lopen, veeg het overtollige product af of snuit de neus.

VOORZORGSMAATREGELEN

Was het opzetstuk onder heet water na elk gebruik. Spoelen en afdrogen.

BIJWERKINGEN

Voorbijgaande kriebelingen of irritaties kunnen aan het begin van het gebruik optreden.

WAARSCHUWINGEN

Niet gebruiken bij kinderen onder de 6 jaar. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor zeewater. Voor gebruik bij personen die getroffen worden door ziekten waardoor een vernauwing van de luchtwegen optreedt (vb.: astma,...) vraag raad aan uw apotheker of arts. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum op de verpakking/de flacon.

BEWAAROMSTANDIGHEDEN

Opgelet. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en alle andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN HOUDEN.

marimer Meerwasser 100% natürlich sterilisiert

Spray gegen allergische Rhinitis. Hypertonisch 28‰



DE Das MARIMER Spray gegen allergische Rhinitis ist ein zu 100% natürliches und sterilisiertes Meerwasserspray, das reich an Mineralsalzen und Meeresspurenelementen ist. Der osmotische Effekt sorgt für die Abschwellung der Nasenschleimhäute und erleichtert den Sekretabfluss aufgrund seiner hypertonen Konzentration angereichert mit Kupfer und Mangan (28‰).

Der dynamisch verabreichbare Strahl erleichtert das Abfließen des Nasensekrets und entfernt Allergene.

Sein Nasenstück garantiert eine einfache und sichere Anwendung.

Mit dem Einwegventil wird die Gefahr einer externen Kontamination vermieden und der Schutz der Lösung gewährleistet.

INDIKATIONEN

MARIMER gegen allergische Rhinitis wird für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren empfohlen: Es bremst den Symptomen der allergischen Rhinitis vor und lindert diese:

- Entfernt die Allergene, Schmutz und Nasensekret,
- Befreit die verstopfte Nase auf natürlich sanfte Weise,
- Verbessert die Wirkung topischer Medikamente und reduziert ihre Verwendung,
- Befeuchtet die Schleimhäute und vorbeugt der mit der Verwendung von Arzneimitteln einhergehenden Austrocknung.

DOSIERUNG

2 bis 4 Sprühstöße pro Nasenloch, 2 bis 6-mal täglich oder nach ärztlicher Anweisung.

ANWEISUNG

- Den Kopf zur Seite neigen.
- Das Nasenstück sanft in die obere Nasenöffnung einführen und MARIMER

gegen allergische Rhinitis sprühen.

- Denselben Vorgang bei der anderen Nasenöffnung wiederholen.
- Den Kopf wieder gerade aufrichten und den Nasenschleim abfließen lassen, den Schleim abwischen oder die Nase putzen.

NEBENWIRKUNGEN

Zu Beginn der Anwendung kann vorübergehendes Kribbeln oder Brennen auftreten.

VORSICHTSMASSNAHME BEIM GEBRAUCH

Das Nasenstück nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser abwaschen. Abspülen und abtrocknen.

WARNUNGEN

Nicht bei Kinder unter 6 Jahre anwenden. Bei Überempfindlichkeit gegen Meerwasser nicht verwenden. Zur Anwendung bei Personen mit Erkrankungen, die mit einer Verengung der Atemwege einhergehen (z. B.: Asthma,...) den Apotheker oder Arzt um Rat bitten.

Das auf der Verpackung/dem Spray angegebene Verfallsdatum nicht überschreiten.


AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN

Achtung. Behälter steht unter Druck: kann unter Hitzeeinwirkung platzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und allen anderen entzündlichen Quellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

AUSSERHALB DER SICHT- UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.



LE STUDIO
 NROUELLE
 Avenue de Dubna • 14200 Hérouville Saint-Clair
 Tél. : 02 31 47 15 83 • nrouelle@labogilbert.fr

		N° de plan :		Contrôle			Validé le :
			Date	Nom	Date	Visa	
Chef de Produit	E.DUBRULLE		A	22.05.19			
Gamme	MARIMER		B	23.05.19			
Produit	Spray Allergie 100 ml		C	24.05.19			
Désignation AC	Notice		D	21.06.19			
Code IG	667400 NOT02		E	16.07.19			
Couleurs	 P. 280		F	18.07.19			
Dim./Qual./Quant.	200x135 mm		G	19.07.19			
			H				
		I					
		J					
		K					

